



16B016A SUSPENSORY MALE URINAL contains Latex rubber

The materials used in the manufacture of this urinal are virtually free from "odor cling" and are easily cleaned. To cleanse, just wash with soap and water and dry with a cloth. Urinals may be aired by placing them out of doors, but care should be taken that they are not exposed to heat or direct sunlight, both of which tend to cause the rubber to become dry and hard and lose its elasticity. Do not place in clothes dryer.

FOR BEST RESULTS: Two urinals should be used so that one may be worn while the other is cleansed and allowed to dry thoroughly. Some salves and ointments contain ingredients which are injurious to rubber. These should be avoided, but if contact is a necessity the rubber should be immediately cleansed with soap and water.

DIRECTIONS FOR FITTING:

Fitting the sheath: Place forefinger inside of urinal sheath and reverse the inner part of the sheath. This sheath is tapered to allow adjustments in size. Place the first two fingers of both hands inside of the sheath and stretch it apart. Insert penis inside as far as possible. If inner sheath is too snug, remove from penis and cut 1/8" (0.32 cm) from the end with a large pair of scissors. Repeat the above operations until sheath fits snugly but comfortably. Note: The inner sheath must fit snugly to prevent leakage. To be assured of this, do not cut more than 1/8" (0.32 cm) from the sheath at a time.

Fitting of the jock: At this point, the jock portion should be placed on the body and adjusted to size. A snug fit should be obtained. DO NOT WEAR WAIST BELT TOO TIGHTLY. If one of the smaller sizes (adjustments) is used, the excess may be cut off the waist band at the back with a pair of scissors. After having determined the proper fit of the jock, remove the jock and snap the rubber sheath into position. Remove the outlet closure cap from the bottom portion of the sheath and screw the leg bag into position on the bottom, with or without connector tubing attached.

Fitting of leg bag: Pass the thigh straps between the legs and around the thighs and snap onto the leg bag. Before adjusting the leg straps on the leg bag, be sure straps are under the leg bag and not over it. If too tight or too loose, leg straps may be adjusted and excess cut off. To keep frayed ends of cut straps from collecting dirt, apply a coat or two of clear nail polish. Bottom valve should be closed snugly to prevent leakage.

Cleaning: The rubber sheath portion, the jock and the leg bag should be washed separately.

PC-121-1



16B016A URINAL SUSPENSOIR – contient du latex

Le matériel en caoutchouc latex utilisé dans la fabrication de cet urinal n'a pratiquement pas d'odeur désagréable et est facile à nettoyer (simplement le nettoyer avec de l'eau savonneuse et le sécher avec un linge). Le condom urinaire peut être aéré dehors, cependant il est important de ne pas l'exposer à la chaleur ni à la lumière solaire directe sinon le caoutchouc pourrait sécher, durcir et perdre son élasticité. Ne pas mettre cet urinal dans la sècheuse.

POUR UN MEILLEUR RÉSULTAT : Vous devriez avoir deux condoms urinaires afin que pendant que vous en portez un, l'autre puisse sécher complètement après avoir été nettoyé. Certains onguents contiennent des ingrédients qui pourraient endommager le caoutchouc. Il est préférable de les éviter, cependant s'il est nécessaire de s'en servir on doit immédiatement nettoyer le condom urinaire avec savon et eau.

Ajustement et pose

Ajustement du condom urinaire : Insérer un doigt à l'intérieur du condom urinaire et retirer la partie intérieure. Cette partie est conique pour permettre des ajustements de la largeur. Placer les deux premiers doigts de chaque main à l'intérieur de cette partie et l'étirer. Insérer le pénis le plus profondément que possible à l'intérieur. Si trop serré, ressortir le pénis et couper le bout de cette partie du condom urinaire 1/8 de pouce (0,32 cm) sur la longueur avec de grands ciseaux. Répéter ces étapes si nécessaire jusqu'à ce soit suffisamment serré, mais confortable. Nota : La partie intérieure du condom urinaire doit être assez serrée pour éviter les fuites lorsque vous êtes assis ou couché. Afin d'y arriver et de ne pas trop couper en longueur, ne pas couper plus de 1/8 de pouce (0,32 cm) à la fois.

Ajustement de la ceinture du suspensoir : Enfiler la ceinture du suspensoir autour de la taille. Ajuster la longueur de la ceinture afin d'obtenir un ajustement serré autour de la taille. NE PAS TROP SERRER! Pour quelqu'un avec une plus petite taille, vous pouvez couper un peu de l'élastique à l'arrière avec des ciseaux. Une fois bien ajusté, enlever le suspensoir et y fixer le condom urinaire à l'aide des boutons-poussoirs. Dévisser le petit capuchon brun à l'extrémité du condom urinaire et visser au tube du sac collecteur d'urine.

Pour installer le sac collecteur d'urine : chacune des deux courroies en caoutchouc doit être étirée autour de votre cuisse et attachée au sac collecteur d'urine. Assurez-vous que le tube et les courroies reposent SOUS le sac et non pas par-dessus et que la valve en bas du sac collecteur d'urine est bien fermée pour éviter les fuites. Bien ajuster pour ne pas que les courroies soient trop serrées ou trop louses. Si elles sont trop longues, couper l'excès et recouvrir les bouts coupés avec du verni à ongles transparent pour les protéger et les garder propres.

Nettoyage : Le condom urinaire en caoutchouc, le suspensoir ainsi que le sac collecteur d'urine doivent être nettoyés séparément.