



OVER BED TABLE, STANDARD

This over bed table is finished in a walnut coloured laminate for ease of cleaning. The large top section tilts and has a ledge to stop items from sliding off. The steel frame is mounted on casters. The "H" shaped base allows only partial wheelchair access. Table top size 15 x 32 inch (38 x 81 cm) inch total. The non tilting side plate is 8 x 15 inch (20 x 38 cm). The height adjusts from 28 to 46 inch (70 to 115 cm). Weight capacity of top section is 10 lbs (4.5 kg). Base height is 4 inches (10 cm). Colour of the laminate may vary. Some assembly required.



Table de lit - modèle standard

Cette table de lit est finie en stratifié couleur noyer pour faciliter le nettoyage. La grande surface supérieure s'incline et est munie d'un rebord pour empêcher les articles posés sur la table de glisser. Le cadre en acier est monté sur roulettes. La base en forme de « H » permet un accès partiel au fauteuil roulant. La surface de table mesure 15 x 32 po (38 x 81 cm) en tout. Le plateau sur le côté qui n'est pas inclinable mesure 8 x 15 po (20 x 38 cm). La hauteur est ajustable de 28 à 46 po (70 à 115 cm). Capacité de poids de la grande surface est de 10 lb (4,5 kg). La hauteur de la base est 4 po (10 cm). La couleur du stratifié peut varier. Montage partiel nécessaire.

La surface de table mesure 15 x 32 po (38 x 81 cm) en tout. Le plateau sur le côté qui n'est pas inclinable mesure 8 x 15 po (20 x 38 cm). La hauteur est ajustable de 28 à 46 po (70 à 115 cm). Capacité de poids de la grande surface est de 10 lb (4,5 kg). La hauteur de la base est 4 po (10 cm). La couleur du stratifié peut varier. Montage partiel nécessaire.

20H001

Limited One Year Warranty

Parsons ADL warrants to the original owner of this product that it is free from defects in material and workmanship for one year from date of purchase. This warranty is offered provided the product has not been abused, misused, altered or damaged after purchase. (This includes damage due to the use of harsh chemicals.)

Garantie limitée d'un an

Parsons ADL garantit au propriétaire d'origine du présent produit que celui-ci est exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une durée d'une année à compter de la date d'achat. Cette garantie est offerte à condition que le produit n'ait pas été utilisé abusivement, mal utilisé, modifié ou endommagé après l'achat. (Ceci comprend les dommages résultant de l'utilisation de produits chimiques puissants.)

Parsons ADL Inc. 1986 Sideroad 15, Tottenham, Ontario L0G 1W0 Canada

Tel: 905.936.3580 - 1.800.263-1281 / Fax: 905.936.3585 - 1.888.225.5535

Email: custserv@parsonsadl.com

Aids to Daily Living - Accessoires à la vie quotidienne